

Carro de Bebe

BC-200

En lugar de los botones mecánicos tradicionales, un teclado táctil sensible y duradero.

La base de la cama puede ajustarse en múltiples ángulos mediante un interruptor, fácil para la madre comunicarse y alimentar al bebé.

La baranda es fácil de operar, tiene un ajuste de ángulo múltiple de 360°.

Se puede colocar plano, o en ángulo de 90°, puede utilizarlo como soporte para mosquiteros.

Ángulo de inclinación, 15°

Diseño de la humanidad del chasis, se puede colocar el pañal y de otra manera.

Sistema hidráulico para ajustar la altura, 855-1045 mm.

4 Ruedas giratorias, 2 ruedas con freno.

Reproductor de música: con una tarjeta de memoria SD, puede almacenar música en formato MP3.

Balanza: el peso en cualquier momento.

Mide la temperatura del ambiente en la cuna.



2 AÑOS
Garantía

Neonatología

2018 Advanced Instrumentations Inc., es una compañía registrada en U.S.A. - Con todos los derechos reservados.

Toda la funcionalidad, características, descripción y especificaciones del producto proporcionado en este documento, incluyendo, pero no limitado a; los beneficios, diseño, precios, componentes, rendimiento, disponibilidad y capacidades del producto están sujetos a cambios sin previo aviso u obligación por parte de Advanced Instrumentations Inc. Descripción y las especificaciones del producto en este documento pueden ser diferentes. Imágenes que aparecen en este documento son para fines únicamente de representación, las imágenes reales pueden variar.


Las marcas y logotipos que se muestran en este documento son propiedad de Advanced Instrumentations Inc.

Éxito a través de la calidad / desde 1988

Advanced Instrumentations Inc.
Éxito a través de la calidad una compañía
en la que puede confiar.

Advanced Instrumentations fabrica equipos de tecnología médica en las áreas de anestesia, cardiología, sala de cirugía, ginecología y obstetricia, terapia intravenosa, monitores de pacientes, mobiliario hospitalario, neonatología y ultrasonido. Propocionamos a la industria de la salud los estándares de más alta calidad, fiabilidad y seguridad en todos nuestros productos a través de eficaces y rigurosos procedimientos de prueba por nuestro propio departamento de ingeniería biomédica en los Estados Unidos. Todos nuestros equipos disponen de 2 años de garantía y excelentes servicios de apoyo post-venta.

Advanced Instrumentations Inc. cumple con los requisitos de las normas ISO 13585-2016 bajo auditoría realizada por una de las más prestigiosas empresas de certificación a nivel mundial SGS. Cumplimos con los requisitos verificados por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) una entidad de la Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América. Estas certificaciones son el resultado de la dedicación y el compromiso con la excelencia en nuestros productos y servicios.



6800 N.W. 77 Court,
Miami, FL 33166
U.S.A.
Phone: 305-477-6331
Fax: 305-477-5351

Para obtener información adicional visítenos a:
www.advanced-inst.com