


Mesa de Operaciones Manual

OT-30

OR



Sala de Operaciones

Sala de Operaciones


OT-30

Mesa de Operaciones Manual

La mesa de operaciones Advanced® OT-30 es adecuada para procedimientos quirúrgicos generales que incluyen: tórax, abdomen, nariz, garganta, ginecología y obstetricia, urología, departamento de ortopedia. Advanced® OT-30 se utiliza en salas de operaciones, el mismo día en el centro quirúrgico y en el centro de parto.

Características

- Excelente acceso para el equipo quirúrgico del paciente.
- Versátil, una amplia variedad de cirugías con la misma mesa
- Construida con acero inoxidable, materiales de alta calidad confiable y robusta
- Fácil de operar.
- Rieles en ambos lados.
- Altura ajustable, mecanismo hidráulico.
- Trendelenburg / inverso Trendelenburg.
- Inclinación lateral derecha ajustable.
- Inclinación lateral izquierda ajustable.
- Inclinación de flexión
- Espalda arriba y abajo.
- Inclinación de la sección de la pierna hacia arriba.
- Abertura horizontal de las piernas
- Sección de la cabeza ajustable.
- Freno central
- Arco de Anestesia.
- Soporte para dos hombros / Dos tableros para brazos
- Dos soportes para el cuerpo / Dos apoyos para las piernas
- Un apoya acabezas / Dos apoyos para la rodillas.
- El set de colchón se quita fácilmente para la limpieza y desinfección.
- Cumple con el estándar de calidad ISO 13485.
- Dos años de garantía.



2 AÑOS
Garantía

Especificaciones técnicas

Especificaciones físicas	Dimensiones	2000 mm longitud x 500 mm ancho
	Peso	293 Kg / 645 Lbs
Técnico	Altura sin colchon	780mm -1020mm
	Trendelenburg	27°
	Trendelenburg inversa	27°
	Inclinación lateral izquierda	21°
	Inclinación lateral derecha	21°
	Apoyo de la cabeza hacia arriba	60°
	Apoyo de la cabeza hacia abajo	70°
	Placa trasera	75°
	Espaldar hacia abajo	15°
	Piernera hacia arriba	15°
	Piernera hacia abajo	90°
	Placa de pierna horizontal	90°
	Flexion	225°
	Capacidad de Carga	173Kg
Ambiente	Temperatura relativa	10~40°C
	Humedad	30%~75%
	Presión atmosférica	700~1060hpa
Condiciones de almacenaje	Temperatura relativa	-40 ~ 70 ° C
	Humedad	10% ~ 100% (incluida la condensación)
	Presión atmosférica	500 ~ 1060 hpa
Configuración	Accesorios incluidos	1 Arco de anestesia 2 Apoyo hombros 2 Apoya brazos 1 Soporte corporal (largo) 1 Soporte corporal (corto) 2 Apoya piernas 1 Colchon para la mesa 2 Apoya pies

2018 Advanced Instrumentations Inc., es una compañía registrada en U.S.A. - Con todos los derechos reservados.

Toda la funcionalidad, características, descripción y especificaciones del producto proporcionado en este documento, incluyendo, pero no limitado a; los beneficios, diseño, precios, componentes, rendimiento, disponibilidad y capacidades del producto están sujetos a cambios sin previo aviso u obligación por parte de Advanced Instrumentations Inc. Descripción y las especificaciones del producto en este documento pueden ser diferentes. Imágenes que aparecen en este documento son para fines únicamente de representación, las imágenes reales pueden variar.


Las marcas y logotipos que se muestran en este documento son propiedad de Advanced Instrumentations Inc.

Éxito a través de la calidad / desde 1988

Advanced Instrumentations Inc.
Éxito a través de la calidad una compañía
en la que puede confiar.

Advanced Instrumentations fabrica equipos de tecnología médica en las áreas de anestesia, cardiología, sala de cirugía, ginecología y obstetricia, terapia intravenosa, monitores de pacientes, mobiliario hospitalario, neonatología y ultrasonido. Propocionamos a la industria de la salud los estándares de más alta calidad, fiabilidad y seguridad en todos nuestros productos a través de eficaces y rigurosos procedimientos de prueba por nuestro propio departamento de ingeniería biomédica en los Estados Unidos. Todos nuestros equipos disponen de 2 años de garantía y excelentes servicios de apoyo post-venta.

Advanced Instrumentations Inc. cumple con los requisitos de las normas ISO 13585-2016 bajo auditoría realizada por una de las más prestigiosas empresas de certificación a nivel mundial SGS. Cumplimos con los requisitos verificados por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) una entidad de la Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América. Estas certificaciones son el resultado de la dedicación y el compromiso con la excelencia en nuestros productos y servicios.



6800 N.W. 77 Court,
Miami, FL 33166
U.S.A.
Phone: 305-477-6331
Fax: 305-477-5351

Para obtener información adicional visítenos a:
www.advanced-inst.com