




Mesa de Operaciones Electrica OT-300C

OR



Sala de Operaciones

Salas de Operaciones


OT-300C

Mesa de operaciones electrica

La mesa de operaciones Advanced® OT-300C es adecuada para procedimientos quirúrgicos generales que incluyen: tórax, abdomen, nariz, garganta, ginecología y obstetricia, urología, departamento de ortopedia. Advanced® OT-300C se utiliza en salas de operaciones, el mismo día en el centro quirúrgico y en el centro de parto.

Características

- Control remoto de fácil manejo.
- Construcción en acero inoxidable.
- Rieles accesorios, ambos lados.
- Interruptor de encendido / apagado.
- Luz indicadora de estado de encendido / apagado.
- Altura ajustable.
- Trendelenburg / inverso Trendelenburg
- Inclinación lateral derecha ajustable
- Inclinación lateral izquierda ajustable
- Freno central eléctrico.
- Sección trasera arriba y abajo.
- Sección de la pierna arriba y abajo.
- Apoyo de la pierna de apertura horizontal.
- Sección de cabeza ajustable.
- Un set de colchón se quita fácilmente para la limpieza y desinfección
- Imágenes de rayos x.
- Elevación del riñón
- Fuente de alimentación: AC110/240 voltios - 50/60 Hz.
- Cumple con el estándar de calidad ISO 13485.
- Dos años de garantía.



2 AÑOS
Garantía

Especificaciones técnicas

Especificaciones físicas	Dimensiones Peso	2070mm/550mm 273 Kg / 607 Lbs
Técnico	Altura sin colchon Trendelenburg Trendelenburg inverso Inclinación lateral izquierda Inclinación lateral derecha Apoyo de la cabeza hacia arriba Apoyo de la cabeza hacia abajo Placa trasera Espaldar hacia abajo Piernera hacia arriba Piernera hacia abajo Placa de pierna horizontal Puente de riñón Deslizamiento horizontal Capacidad de Carga	700mm 25° 25° 15° 15° 45° 90° 75° 20° 15° 90° 90° 110mm 300mm 200Kg
Fuente de alimentación	Voltaje Frecuencia Cable de alimentación	110V - 220V 50Hz - 60Hz 5 Mts
Ambiente	Temperatura Humedad relativa Presión atmosférica	+10°C~+40°C 30%~70% 700 hPa - 1060hPa
Condiciones de almacenaje	Temperatura Humedad relativa Presión atmosférica	-40°C~+55°C ≤93% 500 hPa ~ 1060hPa
Configuración	Accesorios incluidos	1 Arco de anestesia 2 Apoya piernas 2 Apoya brazos 2 Apoya hombros 2 Soporte corporal 1 placa de cabeza 2 placas de pierna 2 Apoya pies 2 abrazadera de fijación 1 Colchon para la mesa 1 Control de mano

2018 Advanced Instrumentations Inc., es una compañía registrada en U.S.A. - Con todos los derechos reservados.

Toda la funcionalidad, características, descripción y especificaciones del producto proporcionado en este documento, incluyendo, pero no limitado a; los beneficios, diseño, precios, componentes, rendimiento, disponibilidad y capacidades del producto están sujetos a cambios sin previo aviso u obligación por parte de Advanced Instrumentations Inc. Descripción y las especificaciones del producto en este documento pueden ser diferentes. Imágenes que aparecen en este documento son para fines únicamente de representación, las imágenes reales pueden variar.


Las marcas y logotipos que se muestran en este documento son propiedad de Advanced Instrumentations Inc.

Éxito a través de la calidad / desde 1988

Advanced Instrumentations Inc.
Éxito a través de la calidad una compañía
en la que puede confiar.

Advanced Instrumentations fabrica equipos de tecnología médica en las áreas de anestesia, cardiología, sala de cirugía, ginecología y obstetricia, terapia intravenosa, monitores de pacientes, mobiliario hospitalario, neonatología y ultrasonido. Propocionamos a la industria de la salud los estándares de más alta calidad, fiabilidad y seguridad en todos nuestros productos a través de eficaces y rigurosos procedimientos de prueba por nuestro propio departamento de ingeniería biomédica en los Estados Unidos. Todos nuestros equipos disponen de 2 años de garantía y excelentes servicios de apoyo post-venta.

Advanced Instrumentations Inc. cumple con los requisitos de las normas ISO 13585-2016 bajo auditoría realizada por una de las más prestigiosas empresas de certificación a nivel mundial SGS. Cumplimos con los requisitos verificados por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) una entidad de la Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América. Estas certificaciones son el resultado de la dedicación y el compromiso con la excelencia en nuestros productos y servicios.



6800 N.W. 77 Court,
Miami, FL 33166
U.S.A.
Phone: 305-477-6331
Fax: 305-477-5351

Para obtener información adicional visítenos a:
www.advanced-inst.com