

Mesa de Parto OT-400



Salas de Operaciones

OT-400 Mesa de Parto

La Mesa de parto Advanced® OT-400 es utilizada por profesionales Obstetras y Ginecologos en los centros de parto y otras instalaciones de salud para mujeres.

Características

- Control remoto fácil de operar.
- Rieles ambos lados.
- Interruptor de encendido / apagado.
- Luz indicadora de estado de encendido / apagado.
- Altura ajustable.
- Trendelenburg / inverso Trendelenburg.
- Freno central eléctrico
- Sección de la espalda arriba y abajo.
- Sección de las piernas removible.
- Dos apoya brazos.
- Dos estribos básicos.
- Dos asas de soporte.
- Una bandeja de drenaje de acero inoxidable.
- Un set de colchón se quita fácilmente para la limpieza y la desinfección.
- Fuente de alimentación: AC 100/240 voltios - 50/60 Hz.
- Cumple con el estándar de calidad ISO 13485.
- Dos años de garantía.



2 AÑOS
Garantía

2018 Advanced Instrumentations Inc., es una compañía registrada en U.S.A. - Con todos los derechos reservados.

Toda la funcionalidad, características, descripción y especificaciones del producto proporcionado en este documento, incluyendo, pero no limitado a; los beneficios, diseño, precios, componentes, rendimiento, disponibilidad y capacidades del producto están sujetos a cambios sin previo aviso u obligación por parte de Advanced Instrumentations Inc. Descripción y las especificaciones del producto en este documento pueden ser diferentes. Imágenes que aparecen en este documento son para fines únicamente de representación, las imágenes reales pueden variar.


Las marcas y logotipos que se muestran en este documento son propiedad de Advanced Instrumentations Inc.

Éxito a través de la calidad / desde 1988

Advanced Instrumentations Inc.
Éxito a través de la calidad una compañía
en la que puede confiar.

Advanced Instrumentations fabrica equipos de tecnología médica en las áreas de anestesia, cardiología, sala de cirugía, ginecología y obstetricia, terapia intravenosa, monitores de pacientes, mobiliario hospitalario, neonatología y ultrasonido. Propocionamos a la industria de la salud los estándares de más alta calidad, fiabilidad y seguridad en todos nuestros productos a través de eficaces y rigurosos procedimientos de prueba por nuestro propio departamento de ingeniería biomédica en los Estados Unidos. Todos nuestros equipos disponen de 2 años de garantía y excelentes servicios de apoyo post-venta.

Advanced Instrumentations Inc. cumple con los requisitos de las normas ISO 13585-2016 bajo auditoría realizada por una de las más prestigiosas empresas de certificación a nivel mundial SGS. Cumplimos con los requisitos verificados por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) una entidad de la Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América. Estas certificaciones son el resultado de la dedicación y el compromiso con la excelencia en nuestros productos y servicios.



6800 N.W. 77 Court,
Miami, FL 33166
U.S.A.
Phone: 305-477-6331
Fax: 305-477-5351

Para obtener información adicional visítenos a:
www.advanced-inst.com