

# CamillaManual ST-100



# Muebles de Hospital

## ST-100

### Camilla Manual

#### Características principales:

Dimensiones de la superficie: 74 X 24 ( 1880mm X 610mm )

Dimensiones totales: 76.7 "X 23.62" X 22.44 " / 33.86"  
(1900 mm x 680 mm x 580/1160 mm)

Ajuste Alto - Bajo: 22.44 " - 33.86" (580 mm - 825 mm)

Ángulo máximo del respaldo: 0 - 45°, activado por resorte de gas.

Manivela ensamblada en el área de la pierna, ajustando la posición alta y baja.

Sistema de frenos de control de pie.

Rieles laterales plegables

Diámetro de las ruedas: 5.9 "(150 mm)

2 I.V. Receptáculos

1 I.V. pole ajustable incluido

Barras laterales: 12.5 "X 42" (317.5 mm X 1067 mm)

Soporte para cilindro de oxígeno.

Capacidad de peso: 250 kg.

Colchon de la Camilla.

2 AÑOS  
Garantía

## Especificaciones técnicas

Especificaciones físicas	Dimensiones totales	79.7" x 27.62" ( 2024.38mm x 701.54mm )
Especificaciones	Dimensiones de la cama	74" x 24" ( 1880mm x 610mm )
Especificaciones	Peso	99 Kg ( 217 Lb )
Ajustable	Alto - bajo Ángulo del respaldo	22" ~ 33.7" ( 558.80mm ~ 856mm ) 0° ~ 51°
	Barandas laterales	11" x 40.2" ( 279.40mm x 1016.50mm )
Ruedas	Diámetro	5.9" ( 150mm )
Peso	Capacidad	250 Kg ( 550 Lb )

2018 Advanced Instrumentations Inc., es una compañía registrada en U.S.A. - Con todos los derechos reservados.

Toda la funcionalidad, características, descripción y especificaciones del producto proporcionado en este documento, incluyendo, pero no limitado a; los beneficios, diseño, precios, componentes, rendimiento, disponibilidad y capacidades del producto están sujetos a cambios sin previo aviso u obligación por parte de Advanced Instrumentations Inc. Descripción y las especificaciones del producto en este documento pueden ser diferentes. Imágenes que aparecen en este documento son para fines únicamente de representación, las imágenes reales pueden variar.


Las marcas y logotipos que se muestran en este documento son propiedad de Advanced Instrumentations Inc.

Éxito a través de la calidad / desde 1988

Advanced Instrumentations Inc.  
Éxito a través de la calidad una compañía  
en la que puede confiar.

Advanced Instrumentations fabrica equipos de tecnología médica en las áreas de anestesia, cardiología, sala de cirugía, ginecología y obstetricia, terapia intravenosa, monitores de pacientes, mobiliario hospitalario, neonatología y ultrasonido. Propocionamos a la industria de la salud los estándares de más alta calidad, fiabilidad y seguridad en todos nuestros productos a través de eficaces y rigurosos procedimientos de prueba por nuestro propio departamento de ingeniería biomédica en los Estados Unidos. Todos nuestros equipos disponen de 2 años de garantía y excelentes servicios de apoyo post-venta.

Advanced Instrumentations Inc. cumple con los requisitos de las normas ISO 13585-2016 bajo auditoría realizada por una de las más prestigiosas empresas de certificación a nivel mundial SGS. Cumplimos con los requisitos verificados por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) una entidad de la Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América. Estas certificaciones son el resultado de la dedicación y el compromiso con la excelencia en nuestros productos y servicios.



6800 N.W. 77 Court,  
Miami, FL 33166  
U.S.A.  
Phone: 305-477-6331  
Fax: 305-477-5351

Para obtener información adicional visítenos a:  
[www.advanced-inst.com](http://www.advanced-inst.com)